

ОТЗЫВ

об эксплуатации беспроводного УЗИ аппарата SonoStar в отделении травматологии

Беспроводной УЗИ аппарат SonoStar находился на апробации в г. Саратове в отделении травматологии ГУЗ «ОКБ» с 04.03.24 по 07.03.24 .

Использование компактного универсального ультразвукового сканера SonoStar проводилось во время перевязок, для исключения послеоперационных гематом, при пункция крупных суставов с целью верификации нахождения иглы в полости сустава, для контроля проведения иглы во время проводниковой анестезии.

Качество визуализации позволяет полностью контролировать проведение инвазивных манипуляций, что исключает ятрогенные осложнения. Прибор позволяет изменять глубину сканирования, что позволяет работать как на тазобедренном, так и на лучезапястном суставе.

Апробация прибора полностью доказала его востребованность в отделении травматологии, для повышения безопасности инвазивных манипуляций, снижения анестезиологических рисков, повышения качества диагностики осложнений в послеоперационном периоде.

11.03.20234.

Зав. отд. травматологии

Семенов Н. С.